


Cómo obtener una muestra rectal en casa



CIRRUSDX

El kit de recolección de muestras en el hogar contiene: (1) bolsa para muestras, (1) formulario de solicitud de prueba, (1) hisopo estéril y tubo NEST® etiquetado con el nombre y la fecha de nacimiento del paciente, (1) paquete de devolución clínica FedEx prepago.

Siga estos pasos:

Asegúrese	Asegúrese de que su información sea correcta en el formulario de solicitud de la prueba y en el tubo NEST®.
Escriba	Escriba la fecha en que recolecta su muestra en el área resaltada del formulario de solicitud de la prueba.
Limpie	Lávese bien las manos.
Retire	Saque con cuidado el hisopo del envoltorio sin tocar la punta blanda.
Recolecte	(1) Sujete el hisopo entre su dedo gordo (o pulgar) y su dedo índice de su mano dominante. (2) Con una pierna levantada, separe sus glúteos, agarrando uno firmemente con su otra mano. (3) Introduzca cuidadosamente el hisopo en su recto de 3-5mm más allá del ano. (4) Gire suavemente el hisopo de forma circular por al menos 10 segundos. (5) Con cuidado, retire el hisopo del ano. (6) Coloque la punta blanda del hisopo en el tubo de recolección NEST®. (7) Quieb্রে el hisopo en la línea demarcada y enrosque firmemente el tapón del tubo NEST® con la punta blanda adentro.
Empaque	Coloque su muestra en la bolsa para muestras y ciérrela. Coloque su formulario de solicitud doblado en la funda exterior y selle la bolsa en el paquete de devolución clínica FedEx prepago.
Envíe	Llame al 1-800-GO-FEDEX para programar la recogida de su muestra. O deposítela en un buzón de FedEx o en un centro de envíos de FedEx.*

*Por favor, tome en cuenta que las muestras enviadas los viernes serán entregadas al laboratorio y procesadas los sábados.

¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarle.

Llame al **1-240-813-8801** de lunes a viernes, de 8 a. m. a 9 p. m. hora del este. O envíenos un correo electrónico a: homecollection@cirrusdx.com